

## Экстрактор керогена



Этот прибор предназначен для экстракции чистого керогена и разрушения минеральной основы кислотой.

Это - полностью смонтированная установка, которую необходимо подключить к источнику электроэнергии, воде и канализации. Она включает в себя собственную систему нейтрализации и 4 реактора, а также и систему очистки воды, водонагреватель, вытяжной шкаф и вытяжную систему, предназначенную для удаления кислотных паров. Для минимизации контакта с кислотами, может быть предложена автоматическая версия, на который кислоты вводятся через автоматический перельстатический насос.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Температура: 60°C

Кислота: HCl и HF

Активация: Барботаж азота

Электропитание: 220В / 50Гц.

Модель 1:

Число реакторов: 8

Емкость реактора: 200см<sup>3</sup>

Эквивалентный вес образца: 10 г

Модель 2:

Число реакторов: 4

Емкость реактора: 1000см<sup>3</sup>

Эквивалентный вес образца: 30 г

**Источник:** <http://vinci-technologies.ru/node/325>