

## Вакуумный термостат



Портативный вакуумный термостат DR 3003 включает все преимущества стандартного вакуумного термостата. Конструкция намного более проста. Его размеры меньше и он - намного легче, позволяя пользователю переместить его в любое удобное пользователю место. Главные компоненты портативного термостата — нагревающая плата из нержавеющей стали, стеклянный колокол, предназначенный для поддержания вакуума. Для уплотнения между нагревающейся платой и колоколом установлено витонное уплотнительное кольцо. Общий объем — приблизительно 5 литров, максимальный рабочий объем - 0.6 л. Необходимая температура легко устанавливается электронным регулятором с цифровым экраном. Образец сушится путем прямого контакта с греющей платой.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Вакуум: 10-3 mm Hg (0.13 Па)  
Температура: 30 °С до 170 °С (точность 0.3 %)  
Материал: Нержавеющая сталь 316L  
Герметизация: Уплотнительное кольцо (VITON)  
Полные размеры: 340 × 320 × 270 мм  
Вес: 13 кг  
Внутренний диаметр колокола: 230 мм  
Внутренняя высота колокола: 130 мм  
Объем стеклянного колокола: 5 л  
Электропитание: ~230В / 50 Гц / 550Вт

**Источник:** <http://vinci-technologies.ru/node/328>