

## STEMI-2000 Стереомикроскоп



Данный микроскоп представляет собой сбалансированное решение для задач микроскопического анализа. С одной стороны, это недорогое устройство, обычное для инструментов с оптикой Грено. С другой - это микроскоп с великолепными характеристиками. Например, широкий диапазон масштабирования 1:7,7 (панкратическая система) превышает возможности других моделей.

### Преимущества:

- Удобная конструкция
- Широкий диапазон масштабирования
- Большой выбор аксессуаров

### Комплект поставки

Стереомикроскоп  
Штатив  
Окуляр 10x  
Люминесцентный источник света

### Технические характеристики

Увеличение: 6.5x...250x  
Масштабирование: 1:7,7  
Методы исследования: проходящий и падающий свет, люминесценция, поляризованный свет  
Поле зрения: от 1 мм до 118 мм  
Рабочее расстояние: 90 мм  
Электропитание: 220 В / 50 Гц

### По дополнительному заказу

Осветители (галогенный; гибкий оптоволоконный; круговой)  
Набор объективов (0,3x; 0,63x; 2x)  
Набор окуляров (10x; 16x; 25x)  
Вращающийся «магазин» для образцов с подсветкой  
Адаптер для фотокамеры

Источник: <http://vinci-technologies.ru/node/421>

---

