

## PM5 Станок для полировки петрографических шлифов



Предназначен для обработки образцов диаметром до 108 мм в лабораториях с низкой и средней загрузкой.  
Встроенная вакуумная система позволяет использовать вакуумные держатели.

### Преимущества

- Встроенная система автоподачи абразива
- Инфракрасный детектор капель, позволяющий избежать повреждения образца при работе на сухую

### Комплект поставки

Станок PM5  
Устройство вакуумного крепления  
Вращающийся адаптер с вакуумным прижимом  
Вакуумная система  
Цилиндр для абразива  
Плита плоская  
Крышка плиты  
Алмазный порошок  
Жидкость для полировки

### Технические характеристики

Частота оборотов полирующей пластины: 0-70 об/мин.  
Таймер: 0-10ч  
Габаритные размеры (Ш x Г x В): 652 x 630 x 480 мм  
Вес: 58 кг  
Электропитание: 220 В / 50 Гц

Источник: <http://vinci-technologies.ru/node/425>