

## PM5 Станок для полировки петрографических шлифов



Предназначен для обработки образцов диаметром до 108 мм в лабораториях с низкой и средней загрузкой.

Встроенная вакуумная система позволяет использовать вакуумные держатели.

### Преимущества

- Встроенная система автоподачи абразива
- Инфракрасный детектор капель, позволяющий избежать повреждения образца при работе на сухую

### Комплект поставки

Станок PM5

Устройство вакуумного крепления

Вращающийся адаптер с вакуумным прижимом

Вакуумная система

Цилиндр для абразива

Плита плоская

Крышка плиты

Алмазный порошок

Жидкость для полировки

### Технические характеристики

Частота оборотов полирующей пластины: 0-70 об/мин.

Таймер: 0-10ч

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 652 x 630 x 480 мм

Вес: 58 кг

Электропитание: 220 В / 50 Гц

Источник: <https://vinci-technologies.ru/node/425>