

IU-30 Аппарат для вакуумной пропитки образцов



Предназначен для дегазации и стабилизации смолой порошкообразных, сломанных, хрупких, рыхлых образцов.

Преимущества

- Компактный настольный блок со встроенным вакуумным насосом
- Позволяет одновременно дегазировать смолу и образцы и доставлять смолу к образцам под вакуумом

Комплект поставки

Аппарат для вакуумной пропитки
Эпоксидная смола
Комплект расходных материалов

Технические характеристики

Габаритные размеры: 500 x 520 x 600 мм
Вес: 74 кг
Электропитание: 220 В / 50 Гц

Источник: <https://vinci-technologies.ru/node/426>