

## ВJ 12 Устройство прижима с подогревом



Устройства прижима обеспечивают фиксацию шлифов на подложке в процессе их подготовки. Для точной регулировки прижима используются индивидуальные грузы. Контроллер температуры поддерживает оптимальный режим нагрева.

### Преимущества:

- Встроенный нагреватель
- Индивидуальное усилие прижима для каждого образца

### Технические характеристики

Количество образцов: 12 шт.  
Температура нагрева: от 20 до 130°C  
Электропитание: 220 В, 50 Гц  
Вес: 10 кг  
Габаритные размеры: 710 x 130 x 220 мм

### Комплект поставки

Устройство прижима  
Нагревательная система

### По дополнительному заказу

Эпоксидная смола  
Предметные стекла

Источник: <https://vinci-technologies.ru/node/427>