

НЕС Система обогрева для кернодержателя



Позволяет поддерживать постоянство и однородность температуры кернодержателя. Корпус системы состоит из двух частей, монтируемых непосредственно на кернодержатель и фиксируемых двумя креплениями. Для измерения текущего значения регулируемого параметра используется цифровой счетчик и термопарный датчик.

Технические характеристики

Точность: 0,1°C

Рабочая температура: от комнатной до 150°C

Электропитание: 220 В / 50 Гц

Источник: <http://vinci-technologies.ru/node/472>