

VT-100/300 Автоматический датчик уровня



Предназначен для измерения объема жидкостных фаз, поступающих в ходе эксперимента в специальную емкость-коллектор при атмосферных условиях. Аппарат состоит из калиброванной емкости, системы подсветки, трех видеокамер с ПО для сбора данных и отображения объемов выхода во времени.

Преимущества:

- Позволяет отслеживать несколько интерфейсов
- Принцип отслеживания не зависит от природы жидкости
- Высокая точность измерений, приспособления для калибровки

Технические характеристики

Рабочая температура: окружающей среды

Точность измерения объема: 0,1 мл

Объем коллекторной емкости: 100 мл или 300 мл

Материал поверхностей, контактирующих с флюидами: стекло

Источник: <http://vinci-technologies.ru/node/475>