

CS 200 Ручной отрезной станок



Предназначен для ручной резки небольших образцов породы до требуемых размеров. Прозрачный кожух обеспечивает защиту от брызг. Лампа подсветки дает хорошую видимость в зоне резки.

Преимущества:

- Компактные размеры

Технические характеристики

Диаметр отрезного диска: 200 мм

Толщина отрезного диска: 2 мм

Смазывающая жидкость: вода

Электропитание: 220 В, 50Гц

Потребляемая мощность: 0,55 кВт при 3000 об/мин

Вес: 70 кг

Габаритные размеры: 765 x 750 x 660 мм

Комплект поставки

- Станина и кожух станка
- Алмазный отрезной диск
- Поддон для сбора смазывающей охлаждающей жидкости

Источник: <http://vinci-technologies.ru/node/536>