

## VEU Аппарат для вакуумной пропитки образцов



Предназначен для дегазации и стабилизации смолой порошкообразных, сломанных, хрупких, рыхлых образцов горной породы. Одновременно могут пропитываться до 10 образцов. Лампа подсветки помогает следить за процессом дегазации смолы. Опциональный подогрев столика дает возможность снизить вязкость смолы для более быстрого и полного заполнения пор образца.

### Преимущества:

- Компактный настольный блок со встроенным вакуумным насосом

### Технические характеристики

Диаметр камеры: 200 мм

Высота камеры: 150 мм

Электропитание: 220 В, 50 Гц

Вес: 20 кг

Габаритные размеры: 440 x 300 x 450 мм

### Комплект поставки

- Аппарат для вакуумной пропитки
- Эпоксидная смола
- Комплект расходных материалов

Источник: <https://vinci-technologies.ru/node/537>