

## Установки испытания сорбентов



Установки SorbTest ® - являются эффективным инструментом оценки твердых адсорбентов в промышленных условиях (давление до 100 бар; температура до 500°C). Они также подходят для контроля качества во время производства или использования адсорбента. Оборудование полностью управляется с помощью компьютера. Работа может быть выполнена без присмотра, и каждый эксперимент может быть запрограммирован с помощью программного обеспечения. После окончания эксперимента, все необходимые данные зарегистрированы и готовы к легкой и быстрой интерпретации.

**Источник:** <https://vinci-technologies.ru/node/266>