

Генератор давления PGS



Предназначен для обеспечения гидравлического давления для безртутной подачи нефти из сосуда с плавающим поршнем в PVT ячейку при давлениях пласта. Максимальное давление выхода - 10000 пси. Система дополняется клапанами управления, насосом, панелью управления и емкостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Выходное давление: от 15 бар до 200 бар

Давление воздуха: от 5 до 10 бар

Материал (смачиваемых частей): нержавеющая сталь

Источник: <https://vinci-technologies.ru/node/367>