Ручной насос серия (HOP-серия)



Предназначен для обеспечения гидравлического давления и измерение объема при подачи газ и жидкости в ячейки высокого давления. Насос может быть поставлен с манометром, двумя ручными клапанами для подключения емкости с жидкостью и линии подачи, шкалой для измерения объема и в настольном исполнении. Части контактирующие с жидкостью изготовлены из нержавеющей стали. Ручные насосы имеют широкий диапазон объемов и рабочего давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальное давление: 700 бар или 1000 бар
Температура: комнатная
Объем цилиндра: 10 мл, 25 мл, 100 мл, 250 мл или 500 мл.
Точность по давлению: 0.5 % полной шкалы
Точность по объему: 0.01 мл
Материал: нержавеющая сталь

Источник: https://vinci-technologies.ru/node/378

Представитель линии приборов
VINCI Technologies в странах СНГ